

PARASITOLÓGICO EN MATERIA FECAL Y TEST DE GRAHAM

Estimado/a paciente:

Para recolectar las muestras para este análisis, por favor, dedique unos minutos a leer con atención las siguientes instrucciones.

Este estudio consta de 2 a 3 muestras: una de **gasas**, otra de **materia fecal** y, eventualmente, una de **parásitos o cuerpos extraños**.

Antes de la recolección solicite al laboratorio el material:

- Frasco con gasas.
- Frasco para 6 días con conservador.
- Cucharita descartable.

- Durante las 72 horas previas, **no** recibir: purgantes oleosos, **ni** antiparasitarios o compuestos con bario o carbón.
- Dos días antes de comenzar el estudio evitar comer verduras de hoja, frutas con cáscara, hollejo, alimentos con semillas o fibras

- Si necesita recolectar un parásito o cuerpo extraño, compre un frasco estéril en la farmacia. En este último caso, deberá adjunta una orden nueva que especifique "**investigación de parásitos**", o en su defecto podrá abonar un depósito en garantía hasta obtener la orden.

¿Cómo hacer la recolección?

▪ Gasas

1. De mañana al levantarse, antes de ir al baño o de higienizarse, tome una gasa del frasco provisto.
2. Humedezca la gasa con agua corriente.
3. Pase **5 veces** la gasa mojada por los márgenes anales y coloque la gasa en el frasco.
4. Tape el frasco y **consérvelo a temperatura ambiente y en lugar fresco**.
5. Repita estos pasos durante **6 días consecutivos**. Use una **gasa nueva por día**.

¡Atención!

- El material **no debe** presentar **restos de materia fecal**.
- **No use** pomadas, supositorios ni talco durante estos 6 días.



■ **Materia fecal**

1. Recolecte **una punta de cucharadita** de materia fecal de **todas las deposiciones** durante **6 días**.
2. Coloque cada muestra en el frasco provisto y **mezcle** bien con el líquido conservante.
3. Tape el frasco y **manténgalo a temperatura ambiente y en lugar fresco**.

¡Atención!

- **Respete la cantidad** indicada para cada muestra (el líquido no debe superar la mitad del frasco).
- Si algún día **no se puede recolectar** (por falta de deposición o algún otro impedimento), recolecte la materia fecal, día por medio, de al menos tres deposiciones diferentes (las mismas no deben ser del mismo día). Continuar el proceso como indica en los puntos 2, 3 y 4.

■ **Parásitos u otros**

1. Si observa parásitos o algún cuerpo extraño, colóquelo en el frasco estéril **con agua**.

NOTA: - Remita al laboratorio todos los frascos, una vez finalizadas las recolecciones.

- Complete la siguiente ficha para **entregar junto con las muestras**.



Ficha epidemiológica

<i>Espacio para etiqueta</i>	
Red de agua Corriente <input type="checkbox"/> Bomba <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/>	Eliminación de excretas Red cloacal <input type="checkbox"/> Pozo ciego <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/>
Baño Dentro de la casa <input type="checkbox"/> Compartido <input type="checkbox"/> Letrina <input type="checkbox"/> Cielo abierto <input type="checkbox"/>	Mascotas Perros <input type="checkbox"/> Gatos <input type="checkbox"/> Otras <input type="checkbox"/>



Contacto con tierra	Viajes
Vivienda <input type="checkbox"/>	Sí <input type="checkbox"/> Lugar.....
Plaza <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>
Síntomas clínicos	
Diarrea..... - Tipo..... - Color..... - Tiempo de evolución.....	
Eliminación espontánea de parásitos	<input type="checkbox"/>
Prurito anal	<input type="checkbox"/>
Hábito de pica (ingesta de tierra)	<input type="checkbox"/>
Alteraciones respiratorias	<input type="checkbox"/>
Alteraciones de la conducta	<input type="checkbox"/>
Anorexia	<input type="checkbox"/>
Anemia	<input type="checkbox"/>
Antecedentes de parasitosis	
¿Cuáles?	

Si tiene dudas, antes de seguir paso a paso las indicaciones detalladas, por favor, comuníquese con el laboratorio.