

● Algoritmo propuesto para el diagnóstico de **Toxoplasmosis en embarazadas**



Este algoritmo detalla las acciones a tomar de acuerdo a los resultados obtenidos comenzando con el tamizaje inicial de determinación de IgG e IgM para *Toxoplasma gondii*. Particularmente con Quimioluminiscencia, el aumento de más del doble de la concentración en UI/ml probablemente signifique infección aguda.

El test Toxo IgG Quimioluminiscencia utilizado en nuestro laboratorio incluye en su conformación el Ag p30 (SAG1) y p35 (GRA8), que son los primeros en aparecer en la fase de seroconversión temprana. Un resultado positivo mayor de 3.0 UI/ml deberá ser evaluado por el médico tratante junto a la evolución de la curva de anticuerpos IgG, IgM, Test de Avidéz e historia clínica del paciente.